

GINEDEC

Lavanda vaginale

Lavanda Vaginale a base di Acido Borico ed Acido Jaluronico. La presenza di tale polisaccaride conferisce al prodotto un profilo biologico specifico grazie all'elevata capacità mucoadesiva che ne prolunga il tempo di azione e svolge un'importante funzione protettiva, idratante e lubrificante mantenendo l'epitelio vaginale morbido ed elastico. Altri componenti del formulato svolgono importanti azioni: l'Acido Borico, in associazione con il Tea Tree Oil, la rendono particolarmente indicata nella difesa dell'eco sistema vulvo-vaginale, sfavorendo l'insorgere e la crescita di micro organismi patogeni. Il Polidocanolo in sinergia con Calendula, Aloe Vera ed Acido Glicirretico, svolgono un'efficace azione antiprurito. Il sistema tampone Acido Lattico/Lattato di sodio favorisce un'immediata correzione del pH facilitando il ripristino del naturale valore fisiologico (pH 4,0).

Il prodotto può essere usato anche durante il flusso mestruale. Non contiene coloranti ne profumo, non unge e non macchia.

Ingredienti:

Acido Jaluronico, Acido Borico, Acido Glicirretico, estratti di: Calendula, Hamamelis Virginiana, Aloe Vera. Tea Tree Oil, Tampone Lattico/Lattato di Sodio a pH4.

Indicazioni:

Igiene intima, prevenzione e profilassi delle infezioni vaginali.

Utile in casi di secchezza vaginale, nella prevenzione e nel trattamento di irritazioni, bruciori e pruriti.

Modo d'uso:

• L'irrigazione può essere effettuata una o più volte al giorno:

- 1) Rompere il sigillo mediante rotazione
- 2) Estrarre la cannula fino ad avvertire lo scatto di arresto
- 3) Introdurre delicatamente la cannula in vagina ed eseguire l'irrigazione comprimendo con delicatezza il flacone

Avvertenze:

Tenere fuori dalla portata dei bambini, conservare la confezione ben chiusa ed al riparo da fonti di calore e in un luogo fresco ed asciutto.

Il prodotto è un dispositivo medico monouso. Ogni flacone contiene una dose già pronta per una irrigazione.

Se il flacone monouso viene utilizzato più volte, si potrebbe incorrere in fenomeni di contaminazione biologica con conseguente incapacità del prodotto a mantenere la sicurezza igienica.

Nel caso di uso frequente, se insorgono fenomeni di irritazione o sensibilizzazione, sospendere il trattamento e consultare il medico.

Il prodotto è un dispositivo medico monouso. Ogni flacone contiene una dose già pronta per una irrigazione.

Se il flacone monouso viene utilizzato più volte, si potrebbe incorrere in fenomeni di contaminazione biologica con conseguente incapacità del prodotto a mantenere la sicurezza igienica.

Nel caso di uso frequente, se insorgono fenomeni di irritazione o sensibilizzazione, sospendere il trattamento e consultare il medico.

Uso in gravidanza ed allattamento

Il prodotto deve essere usato in caso di necessità e sotto il controllo medico.

Consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo contemporaneamente ad altri prodotti ad uso locale.

Dispositivo medico – CE